

IKA

designed for scientists



IKA MultiDrive BL 2000

/// 参数列表

BL 2000匀浆杯与IKA MultiDrive basic
配合使用，特别适用于各类样品的湿磨处理，如肉类、香肠、大豆、青贮饲料、蔬菜等。

该容器所有零件均可用洗碗机清洗。匀浆刀头易于拆卸，以方便对其进行彻底清洁。

该匀浆杯标准不锈钢刀头。

www.ika.com

保留技术改动

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

技术参数

工序类型	分批处理
工作原理	混合
速度范围 [rpm]	3000 - 20000
最大圆周速度 [m/s]	78.5
最大使用容积 [ml]	2000
最大给料颗粒 [mm]	30
冲击/剪切刀头材料	不锈钢1.4034
材料(其他)	不锈钢、PCTG、聚四氟乙烯、硅胶
工作时间 开 [min]	5
工作时间 关 [min]	10
FDA合规性	是
多次使用	是
可洗碗机清洗	是
刀头/刀具直径 [mm]	75
外形尺寸 [mm]	180 x 280 x 220
重量 [kg]	1.25
允许环境温度 [°C]	5 - 40
允许相对湿度 [%]	80