


VeritiPro PCR 仪彩页及产品参数

赛默飞将 Veriti PCR 仪全新升级为 VeritiPro PCR 仪，并为其配置了最新的模块技术设计和网络连接选项，这些改进提供了更直观的用户界面、更快的变温速率、更低的运行噪音和现代化的远程管理与控制功能。



News 独特的 VeriFlex 模块

VeritiPro PCR 仪采用 VeriFlex 模块，允许您最多可独立设置 6 个不同的温度区域，在 PCR 梯度优化过程中实现高度精确控温；通过此方式您可以高度精确地确定最佳退火温度，而无需像使用传统梯度一样需要猜测。



图形化操作界面

8英寸彩色触摸屏和和改进的用户界面成就了直观交互式系统，轻松设置PCR程序




安全的远程访问

可连接Thermo Fisher云平台，允许用户随时随地通过手机或电脑进行连接，从而能够在实验室之外远程查看运行状态，并设计和共享方案、下载实验报告文件、预约仪器等。



多仪器控制

只需设置一台仪器，可允许同一网络内的多台仪器上同时运行同一程序，便于实验室大批量仪器的统一运行和管理。对于希望控制技术访问仪器和程序的用户，可将VeritiPro PCR仪与Applied Biosystems™ 中央控制软件配套使用，以减少错误并提供审计日志。



简单的仪器过渡

模拟模式允许用户在与其它PCR仪相同的条件下运行方案，大大简化了重新优化所需的时间。用户可从仪器列表中进行选择（包括Veriti PCR仪），从而有利于仪器过渡并确保实验方案的一致性。

